

Nopea levityskoje (RME)

- RME-kojeella levitetään yläleuan luuta ja laajennetaan liian kapeaa ja ahdasta ylähammaskaarta. Näin saadaan tilaa ylähampaille ja ylä- ja alahammaskaari paremmin toisiinsa sopiviksi.
- RME-koje on kiinteästi ylähampaissa, suulaessa keskellä kojeessa on lukko, jota avataan erillisellä avaimella (ks. kuvat). Koje tuntuu suussa kookkaalta ja vaatii erityisen huolellista puhdistusta.
- Koje aiheuttaa hampaisiin tilapäistä arkuutta ja etuhampaiden väliin avautuu hoidon alkuvaiheessa melko suuri rako. Rako sulkeutuu usein itsestään tai se suljetaan myöhemmin kiinteillä kojeilla.
- RME-laite on suussa vähintään 6 viikkoa, joskus pidempään. Koje korvataan hoidon edetessä tukikaarella ja ylähampaisiin lisätään myös kiinteät kojeet.

RME-kojeen aktivointi kotona:

- Avain asetetaan keskellä suulakea olevan lukon reikään ja työnnetään taakse nielua kohti niin pitkään kuin avain kääntyy. **Jotta seuraava aktivointi on mahdollinen, aktivointi on tehtävä niin pitkälle kuin avain kääntyy.**
- Aktivoi koje _____ kertaa/päivässä, _____ / _____ asti.

Mikäli koje rikkoontuu, osittain irtoaa tai avaimen kääntö ei onnistu, ota viipymättä yhteyttä suun terveydenhuoltoon.

