

# Pussivirtsanäyte

## Indikaatiot

Pussivirtsanäyte otetaan lapsilta, joilta ei iän tai muun syyn vuoksi saada keskisuihkunäytettä.

## Pesu

Suoritetaan huolellinen alapesu lämpimällä vedellä. Saippuaa tai desinfioivaa ainetta ei käytetä. Tyttöillä häpyhuulten poimut ja pojilla esinahan alunen puhdistetaan huolellisesti (jos esinahka aukeaa) ja kuivataan kuten aikuisilla.

## Näytteenotto

Asetetaan lapsen koon mukaan valittu virtsanäytepussi tiiviisti virtsaputken suulle niin, että pussin reikä tulee tytöillä virtsaputken suun kohdalle. Pojilla laitetaan siitin sisään pussin reiästä. Jos lapsi ei ole virtsannut 60 minuutin aikana, suoritetaan uusi pesu ja laitetaan uusi, puhdas pussi.

Pussista virtsa pipetoidaan näyteputkiin tehdaspuhtaalla pipetillä koskematta pussin seinämiin tai näyteputket täytetään käyttämällä neulallista adapteria.

Fimlabin kuvallinen ohje:

[Pussivirtsanäyte kuvaohje, tytöt](#)

[Pussivirtsanäyte kuvaohje, pojat](#)

Heti, kun virtsa on tullut pussiin, pussin suuaukon tarrateipit liimataan yhteen ja se toimitetaan tutkittavaksi esim. kertakäyttöpurkin sisällä. Älä kotona leikkaa pussia auki ja valuta virtsaa purkkiin.

## Näytteen toimitus tutkittavaksi

Jos näytettä ei voida välittömästi toimittaa tutkittavaksi, se jäädytetään esimerkiksi jääkaapissa ja toimitetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1 tunnin kuluessa, laboratorioon tutkittavaksi.

Huolehdi että näytepurkissa on nimi, syntymäaika, näytteenottopäivämäärä ja näytteen antamiskellonaika selkeästi merkittynä.